

# PlegiStore

## ORGAN PERFÜZYON-SAKLAMA

- HISTIDINE
- TRIPTOPHAN
- KETOGLUTARAT



Kidneys



Heart



Liver



Pancreas



## BİLEŞİM

1000 ml solüsyon şunları içerir:

Aktif maddeler Sodyum	0.8766 g	15.0 mMol
Potasyum klorür	0.6710 g	9.0 mMol
Magnezyum klorür heksahidrat	0.8132 g	4.0 mMol
Histidin hidroklorür monohidrat	3.7733 g	18.0 mMol
Histidin	27.9289 g	180.0 mMol
Triptofan	0.4085 g	2.0 mMol
Mannitol	5.4651 g	30.0 mMol
Kalsiyum klorür dihidrat	0.0022 g	0.015 mMol
Potasyum hidrojen 2-ketoglutarat	0.1842 g	1.0 mMol

(Potasyum hidrojen 2- oxopentandioate)

**DiĞER BİLEŞENLER: POTASYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ 1N QSS.**

**1000 ML'YE KADAR ENJEKSİYONLUK SU.**

**ANYON: KLORÜR 50 MEQ, NON – PİROJENİK SOLÜSYON**

**FİZİKİ ÖZELLİKLERİ**

ph: 25 ° C'de 7.02 - 7.20; 4 ° C'de 7,4 - 7,45.

Osmolarite: 310 mOsm / kg.



**carna medica**  
TRANSPLANT ORIENTED COMPANY

**ÜRETİCİ**

Address: ul. Olszynki Grochowskiej 21 lok. U6, 04-281 Warsaw Poland

Phone: (+48) 608 336 159

Email: office@carnamedica.com;

**VelaMed**

**TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ :**

Uğur Mumcu Mah. Rajiv Gandhi Cad. 1636 Sok. No:7/1

Batıkent – ANKARA – TURKEY

Office, Tel : (+90312) 310 50 38 Fax: (+90312) 310 50 48

[www.velamed.com.tr](http://www.velamed.com.tr)

Yetkili bayii :